



Protocol

Toiletzak - 9538534

CareBag
Sacs absorbants

Zie procedures en technical datasheet

<p>Definitie</p>	<p>Dit is een disposable product voor de opvang van urine en ontlasting. Het bestaat uit een waterproof zak met treksluiting en is voorzien van een geurabsorberende inlegger.</p>
<p>Informatie</p> <p>Wanneer gebruikt u de Toiletzak – 9538534?</p>	<p>Ze helpen om verkleuring /verontreiniging van de toiletstoelen te voorkomen. Voor alle patiënten die toiletten/toiletstoelen gebruiken, met name voor de volgende doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezonde personen. - Patiënten geïnfecteerd met of drager van BRMO zoals ESB, MRSA, CPE en VRE. - Gevallen van Clostridium difficile infecties. - Gevallen van acute Gastro-enteritis. - Personen met een verstandelijke of geestelijke beperking. - Patiënten die radiotherapie of chemotherapie ondergaan. - Andere patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan of moeite met lopen hebben, bijv. Revalidatiecentra. - In het ziekenhuis: afd. Oncologie, Nucleaire Afdeling. - Obesitas patiënten die gebruik maken van de obesitas toiletstoel.
<p>Hoe te gebruiken</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de doos. 2. Rol de eerste toiletzak af en scheur hem af langs de geperforeerde lijn. 3. Open de zak, plaats hem over het toilet (gereinigd) of de grote bedpan voor de obesitas XXL toiletstoel, zorg dat hij over de randen gevouwen wordt en trek de sluiting aan. 4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt. (bij sticktest achteraf toevoegen). 5. Laat de patiënt urineren of stoelgang hebben in privacy. (bij voorkeur cliëntgebonden toiletstoel gebruiken indien van toepassing). 6. Wacht enige tijd totdat de inlegger in gel is veranderd. 7. Sluit de zak (bij verdenking van een infectie met extra beleid om aerosolvorming te voorkomen) door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht. 8. Gooi de zak weg bij het reguliere afval volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling, of bij het klinische afval indien de patiënt een infectie heeft.
<p>Voorzorgsmaatregelen</p>	<p>Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag een halterschort of een jasschort met lange mouw bij infecties als BRMO (conform WIP richtlijnen Persoonlijke beschermingsmiddelen, handhygiëne, BRMO, MRSA indien dit aan de orde is).</p>
<p>Onderhoud van de toiletstoel</p> <p>(Conform WIP Richtlijn urinelozing en stoelgang)</p>	<p>Na gebruik in het toilet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinig en deinfecteer direct bij zichtbare verontreiniging (feces, urine, braaksel, bloed) in een toiletruimte en opheffen cliëntgebonden status. Reinig en droog dagelijks boven-onderzijde bril/zitting en wekelijks hele toilet. <p>Na gebruik van een cliëntgebonden herbruikbare po met zak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinig direct handmatig bij géén zichtbare verontreiniging. - Reinig en desinfecteer direct handmatig: <ul style="list-style-type: none"> • direct bij zichtbare verontreiniging • po: bij opheffen cliëntgebonden status. - Gooi de po weg: <ul style="list-style-type: none"> • Als ondanks (herhaalde) handmatige reiniging en desinfectie, de po zichtbaar verontreinigd blijft of kalkaanslag bevat.

Gebruiksaanwijzing

1

Plaats de zak in het toilet/de bedpan en de inlegger op de bodem. Plaats de bedpan in de toiletstoel.

2

Het toilet/de toiletstoel is nu klaar voor gebruik.

3

Verwijder de zak als de urine of ontlasting is omgezet in gel (tot 450 ml), sluit de zak bij het reguliere afval volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling. NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.

4

Desinfecteer de handen conform de WIP richtlijn.