

# Absorin Level 2


Voor licht tot matig urineverlies



Absorin Level 2 is een komvormig inlegverband speciaal ontwikkeld voor mannen. Dankzij de lange, brede hechtstrip op de onderzijde blijft het verband onder alle omstandigheden op zijn plaats zitten. Absorin Level 2 heeft een discrete, witte kleur en is vrijwel onzichtbaar te dragen met eigen (goed aansluitend) elastisch herenondergoed.

# Producteigenschappen

## Absorin Level 2



### Perfect Fit


Door de anatomische vorm sluit het product onder alle omstandigheden perfect aan op het mannelijke lichaam en zorgt het voor extra draagcomfort. Absorin Level 2 is vrijwel onzichtbaar te dragen in eigen (goed aansluitend) elastisch ondergoed.

### Non woven toplaag

De non woven toplaag is zacht en comfortabel voor de huid, laat de urine snel door en zorgt voor een droog gevoel. Dankzij de absorberende kern worden geuren geneutraliseerd.

### Fast Dry Concept

Alle producten van Absorin zijn samengesteld volgens het Fast Dry Concept. Dankzij de opbouw in 5-lagen wordt de urine snel opgenomen, blijft de huid droog en wordt lekkage voorkomen. Deze unieke samenstelling biedt de gebruiker discretie, comfort en zekerheid.



### De unieke vijf-lagenstructuur van Absorin

1. **Nonwoven toplaag**; zacht en comfortabel voor de huid en geeft, na urineverlies, direct een droog gevoel.
2. **Opnamelaag (acquisitielaag)**; zorgt voor een optimale opname en transport van de urine naar het super-absorberende poeder in de kern van het product.
3. **Super absorberend poeder (SAP)**; zachte kristallen die de urine volledig insluiten en de geur neutraliseren.
4. **Zachte absorberende vezels**; geven de benodigde structuur aan het verband.
5. **Cottonfeel buitenlaag**; laat geen vocht door, geeft een ademend effect en voelt zacht als katoen.

## Assortiment

Elke cliënt en elke zorgsituatie is anders. De verschillen zitten vaak in de details: de juiste maatvoering, een hogere absorptiecapaciteit of handige extra's voor nog meer gebruiksgemak. Het Absorin assortiment voor mannen biedt dit allemaal.

## Gebruik

Zorg dat u Absorin Level 2 altijd op de juiste manier gebruikt. Vouw het inlegverband over de lengte voor een juiste pasvorm en fixeer het met behulp van de plakstrip in goed aansluitend elastisch ondergoed. Hiermee wordt de kans op verschuiving en lekkage voorkomen.

### Licht urineverlies:

Absorin Level 2 en Mincy Light

### Matig urineverlies:

Absorin Mincy Normal

Naast de Absorin Level 2 is ook de Absorin Mincy verkrijgbaar in 2 verschillende absorptiecapaciteiten. Absorin Mincy heeft een pasvorm en maatvoering die is toegesneden op de anatomische vormen van de man.

Artikel nr.	Omschrijving	Lengte	Absorptie	Inhoud tas	Inhoud doos	ZI-nummer
3014436	Level 2 for men 10516600	28 cm	550 ml	12 st.	12 x 12 st.	15903869
3026352	Mincy Light 6400	20 cm	500 ml	28 st.	8 x 28 st.	15269108
3026383	Mincy Normal 6500	34 cm	800 ml	28 st.	8 x 28 st.	15356590

## Wij helpen u graag met een deskundig advies

Heeft u na het lezen van de informatie nog inhoudelijke vragen? Wilt u een advies op maat voor (een van) uw cliënt(en)? Of wilt u dat wij langskomen voor het geven van aanleginstructies? Neem dan contact op met onze Customer Service.

## Zorgprofessionals

Zorgverleners, apothekers, thuiszorgmedewerkers, (wijk)verpleegkundigen en artsen kunnen iedere werkdag van 08.15 tot 16.45 uur telefonisch contact opnemen via 0186 - 63 44 00.

## Consumenten

Voor consumenten is er iedere werkdag van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur een telefonisch spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs. U kunt hiervoor ook een afspraak maken via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 82 82 of door een e-mail sturen naar [informatielijn@mediqmedeco.nl](mailto:informatielijn@mediqmedeco.nl).

## Kijk ook op [www.medbis.nl](http://www.medbis.nl)

U kunt de productinformatie van Absorin Level 2 ook nalezen op onze website. Deze vindt u op [www.medbis.nl](http://www.medbis.nl), onderaan de pagina van het product van uw keuze.

### Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2  
3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1555  
3260 BB Oud-Beijerland

T. +31(0) 186 - 63 44 00  
F. +31(0) 186 - 61 68 93

Absorin is een merk van Medeco B.V. - [www.absorin.nl](http://www.absorin.nl)

1201017 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.

  
professionele continenzorg