




Beugel met steunplaat

RMA verpakken

SHA-42enz. verscheidene codes



Beschrijving en kenmerken

- Bevestigingsbeugel met steunplaat voor standaard rail, horizontale bed- of karbuis
- De steunplaat verhoogt de stabiliteit van de container
- De eenvoudige bevestigingshaak is ideaal voor een snelle plaatsing of verwijdering van de beugel
- Geschikt voor de meeste Sharpsafe® containers en voor buizen/ rails van verschillende diktes (zie overzicht op achterkant)
- Materiaal: roestvrij staal en polypropyleen
- Onderhoud: koud reinigen met oppervlaktedesinfectiemiddel
- Autoclaveerbaar
- Oorsprong: Europese Unie

Technische gegevens en verpakkingen

- Productreferentie: zie overzicht op achterkant
- Bevestiging aan: horizontale rail, bed- of karbuis
- Afmetingen & gewicht: variabel naargelang de compatibele containers
- Verpakking: alle beugels worden per stuk verpakt in een plastic zak



Beugels met steunplaat—Overzichtstabel

- | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| • SHA-42850000 | voor Sharpsafe® 1 liter | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42860000 | voor Sharpsafe® 2 & 3 liter | op rail van max. 16 mm |
| • SHA-42870000 | voor Sharpsafe® 2 & 3 liter | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42980000 | voor Sharpsafe® 2 & 3 liter | op rail van max. 35 mm |
| • SHA-42710000 | voor Sharpsafe® 4 & 7 liter | op rail van max. 16 mm |
| • SHA-42730000 | voor Sharpsafe® 4 & 7 liter | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42410000 | voor Sharpsafe® 9 & 13 liter | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42380000 | voor Sharpsafe® 9 & 13 liter | op rail van max. 38 mm |
| • SHA-42210000 | voor Sharpsafe® 24 & 30 liter | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42390000 | voor Sharpsafe® 24 & 30 liter | op rail van max. 38 mm |
| • SHA-42950000 | voor Sharpsafe® Quiver | op rail van max. 25 mm |
| • SHA-42940000 | extra haak voor Sharpsafe® Quiver | op rail van max. 25 mm |

