



## Sharpsafe® Clinisafe 8/11 liter

SHA-41912430 / 41922430



Grote vulopening  
met definitieve water- en luchtdichte afsluiting

### Kenmerken

- Gele container met deksel
- Deksel vast aan container en klapbaar
- Grote vulopening voorzien voor o.a. cytotoxisch afval en placenta's
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- 100 % water- en luchtdichte definitieve sluiting (Hot-Melt lijmlaag)
- Ingesmolten (in-mould) label is vocht- en scheurbestendig
- Label met teksten *in het Nederlands & in het Frans* en met gebruiksaanwijzingen
- Met handvat voor transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Toebehoren: herbruikbare voetjes, kar- en muurbeugels
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, BS7320 en NFX30-500 met NF302 merk (details op achterzijde)
- Oorsprong: Europese Unie



0,2 l 0,3 l 0,45 l 0,6 l 1 l 2 l 3 l 4 l 7 l 9 l 13 l 24 l 30 l Quiver Clinisafe 8/11 l

# Sharpsafe® Clinisafe 8/11 liter

SHA-41912430 / 41922430





## Technische gegevens

• <b>Materiaal:</b>	100 % Polypropyleen (zonder latex) + Hot-Melt lijm	
• <b>Nominaal volume:</b>	8 l	11 l
• <b>Nuttig volume:</b>	6,7 l	8,7 l
• <b>Afmetingen van grote opening:</b>	270 x 170 mm	270 x 170 mm
• <b>Afmetingen van container met deksel:</b>	250 x 315 x 230 mm	320 x 315 x 230 mm
• <b>Gewicht:</b>	0,537 kg	0,622 kg

## Verpakking

• <b>Hoeveelheid per karton:</b>	20	20
• <b>Afmetingen/karton (h x l x b):</b>	724 x 457 x 325 mm	783 x 630 x 314 mm
• <b>Gewicht/karton:</b>	12,3 kg	13,6 kg
• <b>Volume/karton:</b>	0,108 m <sup>3</sup>	0,155 m <sup>3</sup>
• <b>Aantal kartonnen/pallet:</b>	21	18
• <b>Afmetingen/pallet:</b>	234 x 120 x 100 cm	254 x 120 x 100 cm
• <b>Gewicht/pallet:</b>	225 kg	224 kg

## Normen en regels

	De Franse NFX30-500 norm is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de containers die punctie vast, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.
	De NF 302 normering garandeert kwaliteit en een continue controle van de fabricage en de producten door het Franse Laboratoire National d'Essais.
	De British Standard 7320 heeft strikte normen gedefinieerd voor punctie vaste, schokbestendige en lekvrije containers. Certificering gebeurt via Kitemark.
	Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stoffen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.
<b>ISO</b>	Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 Milieumanagement: ISO 14001:2004