



## Sharpsafe® 0,3 liter

SHA-41753610 / SHA-41752610 / SHA-41757610 / SHA-41754610

4 deksels met verschillende afkoppelsystemen:



Naalden en pennaalden

SHA-41753610



Grote opening

SHA-41752610



Grote opening met  
eenvoudige naaldafkoppeling

SHA-41757610



Scalpel-safe  
(uitsluitend op bestelling)

SHA-41754610



### Kenmerken

- Naaldcontainer met gele basis en wit doorschijnend deksel
- Deksel opent met één eenvoudige druk
- 4 verschillende deksels beschikbaar (zie hierboven)
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- Aanduiding van de maximale vulstand door middel van zwarte lijn
- Ingesmolten (in-mould) label is vocht-, autoclaaf en scheurbestendig
- Gebruiksaanwijzingen in het Nederlands en in het Frans op het label
- Gemakkelijk eenhandig gebruik
- Lege en open naaldcontainer autoclaveerbaar tot 134 °C tijdens 18 minuten (NF 302)
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, BS7320, NFX30-500 met NF302 merk, TRBA 250 (details op achterzijde)
- Oorsprong: Europese Unie



0,2 l   **0,3 l**   0,45 l   0,6 l   1 l   2 l   3 l   4 l   7 l   9 l   13 l   24 l   30 l   Quiver   Clinisafe

## Sharpsafe® 0,3 liter

SHA-41753610 / SHA-41752610 / SHA-41757610 / SHA-41754610

### Technische gegevens

- **Materiaal:** 100 % Polypropyleen (zonder latex)
- **Nominaal volume:** 0,3 l
- **Nuttig volume:** 0,25 l
- **Afmetingen van grote opening:** 40 x 30 mm
- **Afmetingen van container met deksel:** 130 x 105 x 50 mm (h x l x b)
- **Gewicht:** 0,064 kg

### Verpakking

- **Hoeveelheid/karton:** 100
- **Afmetingen/karton (h x l x b):** 274 x 506 x 445 mm
- **Gewicht/karton:** 8,00 kg
- **Volume/karton:** 0,062 m<sup>3</sup>
- **Aantal kartonnen/pallet:** 28
- **Afmetingen/pallet:** 209 x 120 x 100 cm
- **Gewicht/pallet:** 244 kg

### Normen en regels

	De Franse NFX30-500 norm is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de containers die punctievast, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.
	De NF 302 normering garandeert kwaliteit en een continue controle van de fabricage en de producten door het Franse Laboratoire National d'Essais.
	De British Standard 7320 heeft strikte normen gedefinieerd voor punctievaste, schokbestendige en lekvrije containers. Certificering gebeurt via Kitemark.
	De TRBA 250 zijn technische regels die in Duitsland van toepassing zijn. Een belangrijke doelstelling is preventie van prikongevallen.
	Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stoffen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.
	Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 Milieumangement: ISO 14001:2004
	De open en lege Sharpsafe containers kunnen gedurende 18 minuten op 134 °C in het autoclaaf (NF 302). Dit geldt niet voor containers met een Holt Melt sluitingsring.