




Safety Solutions



Sharpsafe® Clinisafe 11 I

RMA verpakken - Speciale modellen

SHA-41922430



Kenmerken

- Gele container met deksel
- Deksel vast aan container en klapbaar
- Grote vulopening voorzien voor o.a. cytotoxisch afval en placenta's
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- 100 % water- en luchtdichte definitieve sluiting (Hot-Melt lijmlaag)
- Label is vocht- en scheurbestendig
- Label met teksten in het Nederlands & in het Frans en met gebruiksaanwijzingen
- Met handvat voor transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Toebehoren: herbruikbare voetjes, kar- en muurbeugels beschreven in apart overzicht
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, BS7320 en NFX30-500 met NF302 merk (details op achterzijde)
- Oorsprong: Europese Unie



Technische gegevens

- Materiaal 100 % polypropyleen (zonder latex) + hotmelt lijm
- Nominaal volume 11 l
- Nuttig volume 8,7 l
- Afmetingen van de grote opening 270 x 170 mm
- Afmetingen van de container met deksel 320 (h) x 315 (l) x 230 (b) mm
- Gewicht van de lege container 0,622 kg

Verpakking

- Hoeveelheid per karton 20
- Afmetingen van een karton 783 (h) x 630 (l) x 314 (b) mm
- Gewicht van een karton 13,6 kg
- Volume per karton 0,155 m³
- Aantal kartonnen per pallet 18
- Afmetingen van een pallet 254 (h) x 120 (l) x 100 (b) cm
- Gewicht per pallet 245 kg

Normen en regels

	De Franse NFX30-500 norm is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de containers die punctievestig, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.
	De NF 302 normering garandeert kwaliteit en een continue controle van de fabricage en de producten door het Franse Laboratoire National d'Essais.
	De British Standard 7320 heeft strikte normen gedefinieerd voor punctievestig, schokbestendige en lekvrije containers. Certificering gebeurt via Kitemark.
	Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stoffen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.
ISO	Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 Milieumanagement: ISO 14001:2004