

Hollister fecesopvangzak

Toepassing

Fecescollector voor bedlegerigen met ontlastingsincontinentie of diarree ter voorkoming van geurproblemen en doorliggen. De anatomisch gevormde opvangzak is gemaakt van 3-laags folie en voorkomt geuroverlast. De opvangzak kan bij diarree doorgekoppeld worden aan een urinebedzak met behulp van de aftap.



De temperatuur van de patiënt kan opgenomen worden zonder de zak te verwijderen.

Gebruiksduur: gemiddeld 2 à 3 dagen.

Productinformatie

- Materiaal: PVC met hydrocolloïd huidplak
- Zelfklevende hydrocolloïd huidplak; beschermt de huid tegen contact met ontlasting
- Openingsring is op maat te knippen
- Inclusief huidverzorgingsdoekje ter bescherming van de huid

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032412	HOLLISTER FECESOPVANGZAK 1000ML 9821	10 st.	12 x 10 st.	13568779	
3032413	HOLLISTER FECESOPVANGZAK 500ML 9822	10 st.	12 x 10 st.	13568752	