

# Klinion Advanced

## Kliniderm Alginate Standard - algiinaat wondverband

### Toepassing

Kliniderm Alginate Standard is een algiinaat wondverband dat geschikt is voor gebruik bij wonden die veel wondvocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. Ook geschikt voor gebruik bij geïnfecteerde wonden.

Kliniderm Alginate kan gebruikt worden om diepe wonden op te vullen. Kliniderm Alginate reinigt de wond door het absorberen van wondvocht en debris. Dient altijd afgedekt te worden met een secundair verband.

### Productinformatie

- Sterk absorberend vermogen
- Haemostatische (bloedstelpende) werking
- Kan in zijn geheel verwijderd worden uit de wond
- Nonwoven verband van calcium- en natriumvezels
- In contact met wondvocht ontstaat een vormvaste gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en een optimale genezing bevordert.
- Verkleeft niet aan de wond waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Kliniderm Alginate een aantal dagen blijven zitten



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                        | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3049841   | KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 5X5CM 174501 STERIEL   | 10 st.     | 10 x 10 st. | 14632500  |         |
| 3049842   | KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 10X10CM 174502 STERIEL | 10 st.     | 10 x 10 st. | 14632519  |         |
| 3049843   | KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 10X20CM 174503 STERIEL | 5 st.      | 10 x 5 st.  | 14632527  |         |