

Salts SecuPlast Hydro fixatiestrips met aloë vera

Toepassing

De flexibele, huidvriendelijke strip houdt de randen van de huidplak zacht en voorkomt uitdroging en verharding van de randen. De afgeschuinde randen geven maximale bescherming, waardoor het stomazakje langer gedragen kan worden. De strip vormt zich geheel naar de huid en kan gebruikt worden voor of na de plaatsing van het zakje op het lichaam.

Productinformatie

- Geeft extra fixatie
- Afgeschuinde randen verlengen draagtijd stomazakje
- Geschikt voor mensen met oneffenheden rondom stoma
- Huidvriendelijk alternatief voor micro-poreuze tape en pleisterranden
- Voorkomt uitdroging en verharding randen huidplak



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015779	SECUPLAST HYDRO FIXATIESTRIP ALOE VERA SPHA2 SALTS	30 st.	100 x 30 st.	15814920	SECUX