

BD VEILIGHEIDSPENNAALDEN AUTOSHIELD DUO

Toepassing

De pennaald is voorzien van een beschermkap die automatisch vergrendelt na de injectie. Metalen lipjes geven een zichtbare en hoorbare bevestiging dat het veiligheidsmechanisme geactiveerd is.

Productinformatie

De naald is niet zichtbaar, dus ook geschikt voor mensen met prikangst. Te gebruiken op alle gangbare insulinepennen.

[button=<http://www.youtube.com/watch?v=xTvSEQHAq0Q>]Instructiefilm[/button]

- Pennaald met veiligheidssysteem
- Loodrecht injecteren
- Te gebruiken op alle gangbare insulinepennen
- Lengte 5mm
- Doorsnee 30G (0.30 mm)
- Toediening van insuline met behulp van een insulinepen
- Voor eenmalig gebruik
- Steriel

Gebruik:

- Verwijder het beschermkapje van de naald
- Bevestig de naald door deze stevig op de schroefdraad aan het uiteinde van de insulinepen te draaien
- Het is niet toegestaan een langere pennaald af te leveren dan voorgeschreven door de deskundige
- De pennaald kan niet opnieuw gebruikt worden door middel van het veiligheidsmechanisme

Past op alle pennen voor de behandeling van diabetes:

ELI LILLY: KwikPen, HumaPen Luxura, HumaPen Memoir, Humalog Pen, Byetta
NOVO NORDISK: NovoPen4, NovoPen3, NovoPen Junior, FlexPen, Victoza, EchoPen

OWEN MUMFORD: AutoPen24, AutoPen

SANOFI-AVENTIS: ClikStar, SoloStar, OptiClick, OptiPen Pro1, Optiset



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030961	BD AUTOSHIELD DUO VEILIGHEIDSPENNAALD 30G 0,30X5MM 329605 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.	15645789	