

-


Zuurstofkatheters

Toepassing

Een zuurstofkatheter wordt ingezet voor het toedienen van zuurstof bij spontaan ademende patiënten met een zuurstoftekort. De katheter wordt met name gebruikt vanwege zijn eenvoud en patiëntcomfort. Bij het ademen via de mond wordt zuurstof uit de neus meegezogen, hierdoor zal nog altijd een relatief hogere concentratie aanwezig zijn (25-30%).

Productinformatie

- Katheters met en zonder kompres
- Zuurstoftoediening tot 6 liter per minuut door de neus
- Eenvoudig te fixeren met een Niko Naso-Fix of Cath- Fix pleister



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025801	MEDICOPLAST ZUURSTOFKATHETER ZONDER KOMPRES CH10 40 CM WITTE CONNECTOR 302010 STERIEL	100 st.	5 x 100 st.	16134672	
2000442	MEDICOPLAST ZUURSTOFKATHETER ZONDER KOMPRES, CH10 40 CM 302010 STERIEL	10 st.	10 x 10 st.		
3025803	MEDICOPLAST ZUURSTOFKATHETER ZONDER KOMPRES CH14 40 CM WITTE CONNECTOR 302014 STERIEL	100 st.	1 x 100 st.	16134680	
3025729	EXTRUDAN ZUURSTOFKATHETER MET KOMPRES CH10 40 CM CONNECTOR 3300040010 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.	16134966	
3025847	EXTRUDAN ZUURSTOFKATHETER MET KOMPRES CH12 40 CM CONNECTOR 3300040012 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.	16134974	
3025848	EXTRUDAN ZUURSTOFKATHETER MET KOMPRES CH14 40 CM CONNECTOR 3300040014 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.	16134982	