

Aquaflush stoma stopper


Toepassing

Kleine siliconen stoppers voor patiënten met een MACE of Malone stoma. Na een Mitranof procedure kan ook de Aquaflush stoma stopper worden gebruikt.

De lengte van de Aquaflush stoma stopper is gemakkelijk aan te passen door deze korter te knippen bij een van de voorgevormde punten.

Productinformatie

- Beschikbaar in diverse diameters
- De stoma stoppers zijn steriel verpakt
- Mag tot maximaal 30 dagen worden gebruikt
- Met platte, ronde buikplaat van 15mm en handige lip om de stopper gemakkelijk te verwijderen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036713	AQUAFLUSH STOMA STOPPER CH08 100MM ACE8/100	5 st.	10 x 5 st.	16208404	
3036714	AQUAFLUSH STOMA STOPPER CH10 100MM ACE10/100	5 st.	10 x 5 st.	16208412	
3036715	AQUAFLUSH STOMA STOPPER CH12 100MM ACE12/100	5 st.	10 x 5 st.	16208420	
3036716	AQUAFLUSH STOMA STOPPER CH14 100MM ACE14/100	5 st.	10 x 5 st.	16211111	
3038134	AQUAFLUSH STOMASTOPROEFPAKKETER DRESSING 5X5CM AFD30	30 st.	50 x 30 st.	16211138	