

Intersurgical zuigkatheter gebogen met vacuümcontrole

Toepassing

Slijm dat niet opgehoest kan worden, kan benauwdheid en luchtweginfecties veroorzaken. Voor het uitzuigen in de bovenste luchtwegen gebruikt men een (uit)zuigkatheter.

Gebruik van een vacuümcontrole verkleint de mogelijkheid dat de katheter vacuüm zuigt en helpt gecontroleerd uit te zuigen.

Productinformatie

- Met vacuümcontrole
- Zachte, ronde tip (ideal), verlaagt kans op weefselschade
- Atraumatische tip
- 2 rechte, gladde zij-openingen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052010	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER GEBOGEN TIP VACUÛMCONTROLE 60CM CH12 19012661 STERIEL	100 st.	6 x 100 st.		