

Nutricia Flocare G-Tube

Toepassing

Transparante siliconen voedingskatheter met radiopaaklijn. Afgeronde open tip met twee laterale gaten. Ventiel met vermelding van maximale balloninhoud. Connector met geïntegreerd afsluitdopje.

Productinformatie

Wanneer de patiënt langer dan 3 weken sondevoeding krijgt toegediend, is de Flocare G-tube sonde de meest comfortabele oplossing.

De Flocare G-tube is een stomiesonde. Deze gaat direct door de buikwand naar de maag. Vóór plaatsing van de G-tube, wordt eerst een Flocare PEG-sonde onder verdoving door de buikwand in de maag geplaatst. De Flocare PEG-sonde kan na 6 weken worden vervangen door de Flocare G-tube.

Het voordeel van de Flocare G-tube sonde is dat deze voor een lange periode geplaatst kan worden en niet zichtbaar is onder de kleding.

Producteigenschappen:

- 23 cm
- transparante siliconen ballonsonde met radiopaaklijn en cm-markering
- siliconen externe fixatiedisc voor fixatie en knikvrije buiging van de sonde
- siliconen interne ballon, inhoud is geprint op ballonventiel
- vernieuwde ENFit[®] aansluiting (nu met swivel) met afsluitdop
- quick-release klem
- DEHP-vrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------

