

## Skintact Cool Contact diathermieplaat

### Toepassing

Skintact Cool Contact neutraalplaten zorgen voor een gelijkmatige stroomverdeling en bieden een hoge mate van veiligheid. Ze kunnen worden toegepast bij alle gebruikelijke merken elektrochirurgische apparaten, voor monopolaire diathermie.

Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

### Productinformatie

- Standaard (unsplit) en gescheiden (split) patiënt/neutraalplaten
- Uitstekend geleidend oppervlak
- Patiëntveiligheid gegarandeerd
- Voldoet aan EN60601-2-2
- Waterdichte ruglaag van stof
- Overlappende gel vermindert kans op incidenten
- Huidvriendelijke hydrogel
- Vierkante platen, rond geleidend oppervlak aan de binnenkant
- Zonder kabel



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                             | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3038730   | SKINTACT COOL CONTACT NEUTRAALPLAAT<br>GESCHEIDEN WR21/5 | 100 st.    | 2 x 100 st. |           |         |
| 3038731   | SKINTACT COOL CONTACT NEUTRAALPLAAT<br>STANDAARD WR01/5  | 50 st.     | 4 x 50 st.  |           |         |