

Permafoam schuimverband

Toepassing

Sterk absorberend schuimverband met semi-permeabele PUR toplaag; snelle afvoer wondvocht in reinigingsfase en tijdens weefselvorming bij niet geïnfecteerde wond met matige of sterke vochtafscheiding. Creëert vochtig milieu.

Productinformatie

- Reinig en droog wond
- Verwijder de helft van het schutvel, plaats wondkussen gedeeltelijk over wond (overlapping 1-2cm)
- Verwijder de rest van het schutvel en wrijf kleefrand aan
- Evt. inknippen met steriele schaar
- Mag 5-7 dagen in situ blijven



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032103	PERMAFOAM SCHUIMVERBAND 10 X 10 CM REF 409401 *S*	10 st.	6 x 10 st.	14936968	
3060525	PERMAFOAM CLASSIC NON-BORDER SCHUIMVERBAND 15 X 15 CM REF 8820010 *S*	10 st.	6 x 10 st.	16924797	
3060715	PERMAFOAM CLASSIC 10X20 CM 8820020 STERIEL	10 st.	6 x 10 st.	16924142	
3059905	PERMAFOAM PERMAFOAM SCHUIMVERBAND 20 X 20 CM 8820030 STERIEL	10 st.	6 x 10 st.	16924800	
3060757	PERMAFOAM SACRAAL 22,5X22,5CM 8820120	10 st.	10 x 10 st.	16924827	