

## FREESTYLE LITE TESTSTRIPS

### Toepassing

FreeStyle Lite, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. Geschikt voor de startset Freestyle Freedom Lite.

### Productinformatie

Aantal in verpakking: 50 of 100 Stuks

FreeStyle Lite, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip heeft 0.3µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. Voorzien van "ZipWik tabs" hierdoor is het bloed eenvoudiger aan te brengen op de teststrip. De testduur bedraagt 5 seconden. De teststrip dient samen met de FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite bloedglucosemeters, het FreeStyle InsuLinx Diabetes Management Systeem en het Mylife OmniPod PDM besturingseenheid gebruikt te worden.

De verpakking met 10 teststrips is uitsluitend verkrijgbaar in het startpakket.

### Specificatie:

- ☐ benodigde hoeveelheid bloed 0.3µl
- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ gebruiken met ADC FreeStyle Lite, ADC FreeStyle Freedom Lite bloedglucosemeters, FreeStyle InsuLinx Diabetes Management Systeem en Mylife OmniPod PDM besturingseenheid

### Bewaarcondities:

- ☐ de teststripverpakking bij kamertemperatuur (minder dan 30°C) bewaren; niet in de koelkast bewaren of invriezen
- ☐ beschermen tegen direct zonlicht of hitte
- ☐ de teststrip direct gebruiken
- ☐ de teststrips uitsluitend in de originele buisjes bewaren; de dop van het buisje bevat drogende chemische stoffen om de teststrips te beschermen; niet in een andere houder overzetten
- ☐ na verwijdering van FreeStyle teststrip uit het buisje de dop weer plaatsen en vast drukken
- ☐ de teststrip niet buigen, doorknippen of op enigerlei andere manier beschadigen
- ☐ met schone droge vingers kunt u de teststrip op elke plaats aanraken wanneer u deze uit het buisje neemt of in de meter schuift



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                          | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3037950   | FREESTYLE LITE TESTSTRIPS 50 STUKS<br>70812           | 50 st.     | 12 x 50 st.  | 15672735  |         |
| 3032308   | FREESTYLE LITE TESTSTRIPS<br>BLOEDGLUCOSE 100ST 70814 | 100 st.    | 12 x 100 st. | 15672743  |         |