



Alere

Alere zwangerschapstest hcg cassette

Toepassing

Eenvoudige en betrouwbare test, af te lezen na 3 minuten. Te gebruiken 1 dag na het uitblijven van de menstruatie. Gevoeligheid: 50 IE/ml. Inclusief pipetten.

Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3006352	ALERE ZWANGERSCHAPSTEST HCG CASSETTE CV506788B	20 st.	40 x 20 st.		