

Jobst UlcerCARE koussysteem

Toepassing

De Jobst UlcerCARE koussysteem, bestaat uit een boven- en onderkous; te gebruiken bij de behandeling van ulcus cruris venosum (open been).

Het koussysteem wordt gebruikt nadat het oedeem uit het been is gezwachteld en voordat de wond gesloten is. Het zorgt voor een graduele compressie van 40mmHg. Dit is de benodigde druk voor het genezingsproces van een ulcus cruris venosum. Het 2-in-1 systeem (boven- en onderkous) biedt gebruiksgemak voor patiënten en zorgverleners. Omdat de onderkous gedeeltelijk uit zijde bestaat is de bovenkous hier gemakkelijk over aan en uit te trekken. De duur van het zwachtelen wordt hiermee verkort.


Productinformatie

Productkenmerken bovenkous:

- Mag enkel overdag gedragen worden.
- Geeft in combinatie met onderkous 40mmHg druk
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Te combineren met gewone schoenen en minder dik dan zwachtels
- Samenstelling: Nylon/Polyamide: 76%, Spandex/Elastaan: 24%
- Wasbaar op 40 graden

Productkenmerken onderkous:

- Hoog draagcomfort, met een ingewerkte hiel en teen inzet
- Mag 24uur gedragen worden
- Samenstelling: Nylon/Polyamide: 79%, Spandex/Elastaan: 16%, Zijde 5%
- Wasbaar op 60%



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3002605	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM SMALL BEIGE 1ST 73630-21	1 st.	10 x 1 st.	15630870	
3002606	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM MEDIUM BEIGE 1ST 73630-22	1 st.	10 x 1 st.	15630862	
3002607	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM LARGE BEIGE 1ST 73630-23	1 st.	10 x 1 st.	15630854	
3002608	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM XLARGE BEIGE 1ST 73630-24	1 st.	10 x 1 st.	15630889	
3002609	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM XXLARGE BEIGE 1ST 73630-25	1 st.	10 x 1 st.	15630897	
3002610	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM XXXLARGE BEIGE 1ST 73630-26	1 st.	10 x 1 st.	15630900	
3002612	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM MEDIUM ZWART 1ST	1 st.	10 x 1 st.	15630935	
3002613	JOBST ULCERCARE KOUSSYSTEEM LARGE ZWART 1ST 73630-43	1 st.	10 x 1 st.	15630927	