

ACCU-CHEK FLEXLINK BHC LOSSE NAALD

Toepassing

Teflon canule voor insulinetoediening via insulinepomp gebruiken met Accu-Chek FlexLink BHC infuuslang. Canule inbrengen onder een hoek van 90°. Aan-/afkoppelsysteem om pomp korte tijd af te koppelen. Lengte canule 6, 8 of 10mm

Productinformatie

Accu-Chek FlexLink BHC, teflon canule voor insulinetoediening via een insulinepomp, gebruiken in combinatie met een Accu-Chek FlexLink BHC infuuslang.

De soepele teflon canule dient onder een hoek van 90° ingebracht te worden. Het canulegedeelte is voorzien van een blauwe handgreep, waardoor de gebruiker een betere grip heeft tijdens het inbrengen. Door het aan- en afkoppelsysteem kan de insulinepomp eenvoudig voor een korte tijd afgekoppeld worden, bijvoorbeeld bij sporten of douchen. Het afkoppelen van de slang gebeurt direct aan het canulegedeelte. De canule wordt gefixeerd met het katoenen pleister voorzien van een ademende hypo-allergene kleeflaag.

Specificatie:

teflon canule
aan- en afkoppelsysteem
lengte 6, 8 of 10 mm
inbrenghoek 90°
katoenen fixatiepleister
Toepassen bij:

insulinetoediening via een insulinepomp gebruiken in combinatie met een Accu-Chek FlexLink BHC infuuslang.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037778	ACCU-CHEK FLEXLINK BHC LOSSE NAALD 8MM 04626567001 STERIEL	10 st.	16 x 10 st.	15157539	
3037779	ACCU-CHEK FLEXLINK BHC LOSSE NAALD 10MM 4626575001 STERIEL	10 st.	16 x 10 st.	15157547	
3037843	ACCU-CHEK FLEXLINK BHC LOSSE NAALD 6MM 06593941001 STERIEL	10 st.	16 x 10 st.	15840301	