

BETICA DUAL SAFETY PENNAALD 5MM

Toepassing

Steriele pennaald voor insulinetoediening met behulp van insulinepen. Kan gebruikt worden met alle gangbare insulinepennen. Pennaald na gebruik verwijderen om te voorkomen dat lucht in insulinepatroon komt. Lengte 5mm, beschikbaar in 30 en 31 gauge.

Productinformatie

Betica, pennaald; voor toediening van insuline met behulp van een insulinepen.

De steriele pennaald kan gebruikt worden met alle gangbare insulinepennen. Pennaalden na gebruik verwijderen om te voorkomen dat er lucht in het insulinepatroon komt met als gevolg dat er insuline uitlekt. Voor éénmalig gebruik.

Specificatie:

- ☐ pennaald
- ☐ naaldlengte 5mm
- ☐ 30G of 31G

Toepassen bij:

- ☐ toediening van insuline met behulp van een insulinepen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058160	BETICA DUAL SAFETY SAFE PENNAALD 5MMX30MM DB4005	100 st.	12 x 100 st.	16791258	