

Omnimedical Katherklem blauw

Toepassing

Blauwe kunststofklem voor het tijdelijk afsluiten van de katheter

Productinformatie

Gebruik:

- Plaats de klem op de katheteruitgang. Plaats de klem niet voorbij het vulkanaal van de ballon om schade aan het vulkanaal te voorkomen
- Of plaats de klem op de slang van de urine-opvangzak
- De katheterklem kan ook per 10 stuks besteld worden, die keuze kunt u maken zodra het artikel in uw Mijn MedBIS winkelmandje geplaatst is.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060733	KATHETER KLEM 11730	100 st.	20 x 100 st.	16988264	