

FISHER & PAYKEL CONNECTOR CPAP MET DRUK/O2 OPENINGEN

Toepassing

De Fisher & Paykel Connector CPAP met Druk/O2 openingen wordt gebruikt bij het invoeren van zuurstof of het meten van luchtdruk. De patiënt kan zelf extra zuurstof aan zijn CPAP-therapie toevoegen. De connector maakt de toevoeging van zuurstof aan CPAP-maskers mogelijk zonder beschikbare zuurstofslangnippel. De connector past op alle standaard buizen, aan het einde van het dichtstbijzijnde masker.

Productinformatie

- Kan gebruikt worden met alle Fisher & Paykel CPAP-maskers maar ook met andere merken



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059914	FP CONNECTOR CPAP MET DRUK/O2 OPENINGEN 900HC452	1 st.	10 x 1 st.		