

Injectietrainer ombindmodel

Toepassing

Injectietrainer om aan een arm of een been van een proefpersoon te bevestigen.

Productinformatie

Handelingen die kunnen worden geoefend:

- Intramusculair injecteren
- Subcutaan injecteren
- Intracutaan injecteren

Bij gebruik op tafel moet deze verwijderd worden zodat hij op de anti slip rust tijdens het gebruik

Er worden huidplakjes meegeleverd die je over de injectietrainer kan bevestigen, zodat het intracutaan injecteren kan worden geoefend.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058660	INJECTION TRAINER VOORBINDMODEL IC/SC/IM LT00310	1 st.	1 x 1 st.		