

Xero sheet OK-onderlaken

Toepassing

Xero-sheet onderlaken worden gebruikt voor het afdekken van de operatietafel. De kerntechnologie van polymeer voert vocht snel af, waardoor de huid droog blijft. Dit voorkomt huid beschadiging bij de patiënt.

Productinformatie

- Minimalisatie van deeltjes
- Doorlaatbaar voor straling
- Ondoordringbaar aan de onderkant voor vocht
- Het materiaal kan mee in het normale ziekenhuisafval
- Dikke absorberende laag waardoor er altijd een glad oppervlak ontstaat
- Afmeting 110 x 225 cm, zorgt ervoor dat de operatietafel volledig bedekt is
- Voor eenmalig gebruik



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027972	OK XERO SHEET 225 X 100 CM REF 75782-3	60 st.	1 x 60 st.		