

Purilon



Purilon

Toepassing

Purilon is een heldere, amorfe hydrogel met alginaat en CMC voor effectief autolytisch debridement van necrotisch weefsel. Het absorbeert overtollig exsudaat. Purilon creëert daarmee een vochtig wondklimaat in alle soorten wonden.



Productinformatie

- De gel vervloeit niet na aanbrengen en absorptie van wondvocht, hierdoor is Purilon gel effectief in gebruik en voorkomt het maceratie
- Door de handige harmonicaverpakking is Purilon gel met één hand aan te brengen
- Na aanbrengen van Purilon gel dient te wond te worden afgedekt met een secundair wondverband zoals Biatain of SeaSorb Soft
- Purilon gel bevat geen propyleenglycol of ander conserveringsmiddel
- Draagtijd maximaal 3 dagen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016378	PURILON HYDROGEL IN HARMONICA APPLICATIETUBE 25 GR REF 3903 *S*	10 st.	24 x 10 st.	14086999	PURIC2
3016379	PURILON HYDROGEL IN HARMONICA APPLICATIETUBE 8 GR REF 3906 *S*	10 st.	18 x 10 st.	14566109	PURIC8
3017144	PURILON HYDROGEL IN HARMONICA APPLICATIETUBE 15 GR REF 3900 *S*	10 st.	18 x 10 st.	14086980	PURIC1