

IV Catheters TTMN

Toepassing

Het perifeer infuus wordt ingebracht om een directe veneuze toegang te verkrijgen voor toediening van medicatie en vloeistoffen. De IV katheter is een transparante kunststof canule welke ingebracht wordt met een naald. Er zijn zowel rechte IV katheters als IV katheters met vleugels en/of bijspuitpoort verkrijgbaar.

Productinformatie

- Steriel
- Universele kleurcodering
- Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000282	TTMN INTRAVENEUZE CATHETER MET VLEUGELS EN BIJSPUITPOORT 22G 25 X 0.90 MM BLAUW PUR SR+DU2225PX STERIEL	5 st.	100 x 5 st.	14615223	INFUN9
2000286	TTMN INFUUSNAALD MET VLEUGELS EN BIJSPUITPOORT 18G 50 MM GROEN 1.30 MM 9070422 STERIEL	5 st.	20 x 5 st.	14575485	INFUN1