

Medisize

Infuussystemen

Toepassing

Een infuussysteem zorgt voor het transport van de infuusvloeistof van de infuuszak of fles naar de infuuscanule, vleugelnaald of katheter van de patiënt.

Productinformatie

- Het infuussysteem heeft een druppelkamer met een 15 of 200 micronfilter.
- Een 15 micronfilter is alleen geschikt voor het toedienen van vloeistoffen en medicatie.
- Een 200 micronfilter is naast vloeistof- en medicatietoediening ook geschikt voor het toedienen van bloed en bloedproducten.
- Infuussysteem bestaat uit: spike, afsluitklem, bijspuitpunt, druppelkamer, druppelregelaar, tweede bijspuitpunt.
- Beluchte lijnen gebruikt u op infuusflessen en infuuszakken
- Artikel 3060674 heeft een driewegkraan op het tweede bijspuitpunt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034734	CODAN INFUUSSYSTEEM HYPODERMOCLYSE 533561 STERIEL	20 st.	1 x 20 st.	15700712	HYPEX
2000276	TTMN INFUUSSYSTEEM 2-WEG ONBELUCHT/BELUCHT 200 MICRON FILTER REF ATDN007-2 *S*	2 st.	50 x 2 st.	16066642	INFUX
3031156	MEDISIZE INFUUSSYSTEEM 2-WEG ONBELUCHT/BELUCHT 200 MICRON FILTE ATDN 007-2 STERIEL	50 st.	2 x 50 st.		
3060674	FLEXCARE INFSYST BELUCHT 220? KLEP/KRAAN MM090410 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		
3059762	MEDISIZE INFUUSSYSTEEM 1-WEG, BELUCHT, 200 MICRON FIL 220 CM REF ATDN004-1 *S*	75 st.	2 x 75 st.		