

Klinion Advanced



Klinion Compressiebox - startset ambulante compressietherapie - ACT

Toepassing

De Klinion compressiebox is een complete startset voor ambulante compressietherapie met korterekzwachtels die in twee lagen worden aangebracht.



Productinformatie

- De Klinion compressiebox bevat producten voor het zwachtelen van 2 benen.
- Bevat 2 maten Tubifast buisverband waardoor de compressiebox ook goed bruikbaar is wanneer er nog veel oedeem aanwezig is.
- Klinion compressiebox bevat de volgende producten:
 - 4x Klinidur Textelast korterekzwachtels (ref. 132032)
 - 2x Klinisoft SY, synthetische watten (ref. 141091)
 - 1x Tubifast 2-way stretch buisverband blauw, 10m (art.nr.9052438)
 - 2x Tubifast 2-way stretch buisverband geel (is groter dan blauw), 1m (art.nr. 9052483)
 - 1x Kliniplast Silk, fixatietape (ref.294186)
- Meetlint
- Protocol voor ambulante compressietherapie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000117	KLINION ADVANCED COMPRESSIEBOX STARTSET A.C.T. REF 132032	1 st.	8 x 1 st.	14222051	COMPX