



## Intersurgical zuurstofverbindingslang & bubbel slang

### Toepassing

Bij zuurstoftherapie kan het handig zijn een zuurstofslang in te zetten wanneer de lengte van de standaard slang niet toereikend is. De zuurstofverbindingslangen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Een alternatieve optie is een bubble tube inzetten, deze kan op elke gewenste lengte worden geknipt.

### Productinformatie

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- Voorzien van standaard connectoren
- Diameter van de slang is 3,6MM

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                     | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3025654   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 1.8M<br>1174000                                      | 1 st.      | 125 x 1 st. | 16134796  |         |
| 3025820   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 4 M REF<br>1175000                                   | 30 st.     | 1 x 30 st.  | 16134826  |         |
| 3025818   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 10 M<br>REF 1174007                                  | 30 st.     | 1 x 30 st.  | 16134834  |         |
| 3025819   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 12 M<br>REF 1174013                                  | 20 st.     | 1 x 20 st.  | 16134842  |         |
| 3063096   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 5M<br>1175001                                        | 1 st.      | 25 x 1 st.  |           |         |
| 3025658   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 2.1M<br>REF 1174003                                  | 100 st.    | 1 x 100 st. | 16134818  |         |
| 3025871   | INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG OP ROL,<br>5MM ID 50 M 1180000                       | 1 st.      | 1 x 1 st.   |           |         |
| 3052611   | EXTRUDAN BUBBELSLANG 30M 5.0/7.0MM<br>DIAMETER 1430005075                        | 1 st.      | 1 x 1 st.   |           |         |
| 3025719   | INTERSURGICAL ZUURSTOF BUBBELSLANG<br>OP ROL, DIAM 4MM-8MM LENGTE 50M<br>1170000 | 1 st.      | 1 x 1 st.   | 16134958  |         |