

Naaldencontainer transportdoos

Toepassing

Transportdoos voor naaldencontainers worden gebruikt om de volle UN-gekeurde naaldencontainers te vervoeren.

Productinformatie

De Sharpsafe transportdoos (Cartosafe) voor (naalden)containers is voorzien van een gele LDPE-binnenzak, biohazard bedrukking en heeft een trekbandsluiting.

De dozen in gebruik nemen:

- Bij de aanvullende informatie vindt u een uitleg over hoe u de dozen uit kunt vouwen om in gebruik te nemen.
- Voor de juiste stapelwijze verwijzen wij u graag naar het document Stapelschema naaldencontainers 4ltr en 7ltr bij de aanvullende foto's.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017540	ECONORM NAALDENCONTAINER TRANSPORTBOX 38.20 X 38.20 X 59.60 CM REF POD 134411	15 st.	1 x 15 st.		