

Klinion Personal Care



Klinion Personal Care Shampoo cap

Toepassing

Een haarwaskap die gebruikt wordt voor het reinigen en verzorgen van het haar zonder gebruik van water en shampoo. Deze kap is bij uitstek geschikt voor bedlegerige patiënten of patiënten met veel pijn.

Productinformatie

- Kan desgewenst verwarmd worden in de magnetron (30 seconden op 750 Watt)
- Na 2 minuten inmasseren is het haar weer schoon en fris
- Huidvriendelijk en geschikt voor elk haartype
- Voor éénmalig gebruik



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050427	KLINION PERSONAL CARE HAIRFRESH HAARWASKAP 3601	1 st.	30 x 1 st.		