

Terumo

Thermometer digitaal en bijbehorende hoesjes

Toepassing

Een digitale thermometer wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur te meten. Voor de verschillende manieren van meten is er een thermometer beschikbaar; oraal/rectaal en axillair (onder de oksel).

Productinformatie

- Hoesje verkrijgbaar voor infectiepreventie
- Diverse uitvoeringen verkrijgbaar
- Klik op 'Lees meer' voor meer informatie over rectaal en axillair meten van de lichaamstemperatuur. Elke methode heeft voor- en nadelen

Axillair (onder de oksel) meten is bij volwassenen erg onnauwkeurig, maar een veilige methode bij kinderen onder de 1 jaar. De temperatuur gemeten in het rectum loopt achter op de kerntemperatuur en komt hoger uit door achtergebleven ontlasting of door bacteriën.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027532	KOORTSTHERMOMETER DIGITAAL E3 15	12 st.	30 x 12 st.		
3058621	DIGITALE THERMOMETER RAPID MET FLEXTIP 0830001	20 st.	15 x 20 st.		
3006880	ROMED THERMOMETER DIGITAAL 801123	200 st.	1 x 200 st.		
3036548	TERUMO THERMOMETER AXILLIAR ET*C205S STERILE	10 st.	10 x 10 st.		
3058919	DIGITALE THERMOMETERHOESJES + GLIJMIDDEL 17055	1000 st.	10 x 1000 st.		
3029932	THERMOMETERHOESJES ZONDER GLIJMIDDEL 403626	1000 st.	10 x 1000 st.	12350273	KOORX

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029933	THERMOMETERHOESJES MET GLIJMIDDEL REF 403625	1000 st.	10 x 1000 st.		