

## Masking tape

### Toepassing

Masking tape is geschikt voor stoomsterilisatie en dient om de te steriliseren producten na het verpakken gemakkelijk en snel te verzegelen. De masking tape is te gebruiken voor sterilisatie bij 134 graden en 121 graden.



### Productinformatie

- Beschikbaar in verschillende breedtes
- De masking tape dient niet als een indicator tape. Voor indicatortapes gaat u in onze catalogus naar sterilisatietapes, indicatortapes.

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|
|-----------|--------------|------------|----------|-----------|---------|