


Afsluitdopjes

Toepassing

Een afsluitdopje dient voor het steriel afsluiten van een oa. infuuscanule, grippernaald, niet gebruikte deel van een driewegkraan, infuussysteem.

Productinformatie

- Combi-lock: past zowel op male als op female uiteinden
 - Male Luer-lock met aanprikmembraan: Past alleen op een female uiteinde.
- Door het membraan kan er met een naald vloeistof geïnjecteerd of geaspireerd worden.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000310	TTMN AFSLUITDOP MALE MET LATEXVRIJ AANPRIKPOORT REF 95023-1 *S*	10 st.	40 x 10 st.	14141558	AFSLX
2000311	TTMN AFSLUITDOP WIT COMBI-LOCK FEMALE/MALE LUER-LOCK REF 95022 *S*	10 st.	200 x 10 st.	14141566	AFSLX
3031170	MEDISIZE AFSLUITDOP WIT COMBI-LOCK FEMALE/MALE LUER-LOCK REF SOL500211036 *S*	100 st.	50 x 100 st.		
3031171	MEDISIZE AFSLUITDOP MALE MET LATEXVRIJ AANPRIKPOORT GEEL REF S/0321*S *S*	100 st.	10 x 100 st.		