



Nipro

Nipro injectiespuiten 3-delig

Toepassing

De uitlevering van een aantal van deze artikelen kan vertraging oplopen vanwege verhoogde vraag. Let u daarom goed op de kleur van het vrachtwagentje in de winkelmand.

De driedelige injectiespuit dient voor het opzuigen en/of inspuiten van een vloeistof. Met luer slip en luer lock aansluiting verkrijgbaar. De 50 ml spuit is ook verkrijgbaar met een kathetertip.

Productinformatie

- Gemaakt van polypropyleen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036442	NIPRO INJECTIESPUIT 2ML LUER LOCK 3-DELIG SY3-2LC-EC	100 st.	32 x 100 st.	16245873	
3036574	NIPRO INJECTIESPUIT 1ML LUER LOCK 3-DELIG SY3-1LC-EC STERIEL	100 st.	36 x 100 st.		
3038821	NIPRO INJECTIESPUIT TUBERCULINE 1ML LUER SLIP CENTRISCH 3-DELIG SY3-1SCTU-EC STERIEL	100 st.	36 x 100 st.	16245989	
2000242	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER CENTRISCH 2 ML SY3-2SC-EC STERIEL	25 st.	40 x 25 st.		
3036575	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG CENTRISCH LUER 2ML SY3-2SC-EC STERIEL	100 st.	32 x 100 st.	16245865	
2000243	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, LUER, CENTRISCH 5 ML REF SY35SCET *S*	25 st.	40 x 25 st.		
3036577	NIPRO 3-DELIGE SPUIT 5ML LUER LOCK SY3-5LC-EC STERIEL	100 st.	24 x 100 st.	16245881	
3036578	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG CENTRISCH LUER 5ML SY3-5SC-EC STERIEL	100 st.	24 x 100 st.	16245903	
3036602	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER LOCK 10 ML SY3-10LC-EC STERIEL	100 st.	15 x 100 st.	16245938	
2000244	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, LUER CENTRISCH 10 ML REF SY3-10SC-GIN2 *S*	25 st.	4 x 25 st.		
3036600	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER CENTRISCH 10ML SY3-10SC-EC STERIEL	100 st.	15 x 100 st.	16245911	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000245	NIPRO INJECTIESPUIT 20ML LUER SLIP 3-DELIG SY3-20SC-EC STERIEL	25 st.	4 x 25 st.		
2000309	TTMN INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER LOCK 20 ML REF SY3-20LC-EC *S*	10 st.	10 x 10 st.	14141426	TTMNS2
3036603	NIPRO INJECTIESPUIT 20ML LUER SLIP 3-DELIG SY3-20SC-EC STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16245946	
3029819	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER, EXCENTRISCH 30 ML REF SY330SCEC *S*	50 st.	12 x 50 st.	15298795	NIPRS3
3029826	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, LUER LOCK 30 ML REF SY330LCEC *S*	50 st.	12 x 50 st.	15298760	NIPRS3
3029820	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG LUER EXCENTRISCH 50 ML SY3-50SC-EC STERIEL	30 st.	12 x 30 st.	15418901	NIPRS5
3029827	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, LUER LOCK 50 ML REF SY350LCEC *S*	30 st.	12 x 30 st.	15418898	NIPRS5
3029828	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, KATHETERTIP 50 ML REF SY350CTCEC *S*	30 st.	12 x 30 st.	15418871	NIPRS5
2000246	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG, CATHETERTIP 50 ML KLEINVERPAKKING REF SY350CTC *S*	5 st.	10 x 5 st.		