

Kliniderm Alginate Cavity - alginaat streng voor diepe wonden

Toepassing

Kliniderm Alginate Cavity is een alginaatstreng die geschikt is voor gebruik bij wonden die veel wondvocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. Ook geschikt voor toepassing bij geïnfecteerde wonden. Kliniderm Alginate kan gebruikt worden om diepe wonden, fistels en gedeeltelijk gesloten operatiewonden op te vullen. Kliniderm Alginate reinigt de wond door het absorberen van wondvocht en debris. Dient altijd afgedekt te worden met een secundair verband.

Productinformatie

- Sterk absorberend vermogen
- Haemostatische (bloedstelpende) werking
- Nonwoven streng van calcium- en natriumvezels
- Kan in zijn geheel verwijderd worden uit de wond
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Kliniderm Alginate Cavity een aantal dagen op/in de wond blijven zitten
- In contact met wondvocht ontstaat een vormvaste gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en een optimale genezing bevordert
- Verkleeft niet aan de wond waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049844	KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE CAVITY 30X2CM 174515 STERIEL	5 st.	10 x 5 st.	14632462	