

Klinion Advanced

Kliniderm Alginate Standard - algiinaat wondverband

Toepassing

Kliniderm Alginate Standard is een algiinaat wondverband dat geschikt is voor gebruik bij wonden die veel wondvocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. Ook geschikt voor gebruik bij geïnfecteerde wonden.

Kliniderm Alginate kan gebruikt worden om diepe wonden op te vullen. Kliniderm Alginate reinigt de wond door het absorberen van wondvocht en debris. Dient altijd afgedekt te worden met een secundair verband.

Productinformatie

- Sterk absorberend vermogen
- Haemostatische (bloedstelpende) werking
- Kan in zijn geheel verwijderd worden uit de wond
- Nonwoven verband van calcium- en natriumvezels
- In contact met wondvocht ontstaat een vormvaste gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en een optimale genezing bevordert.
- Verkleeft niet aan de wond waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Kliniderm Alginate een aantal dagen blijven zitten



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049841	KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 5X5CM 174501 STERIEL	10 st.	10 x 10 st.	14632500	
3049842	KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 10X10CM 174502 STERIEL	10 st.	10 x 10 st.	14632519	
3049843	KLINION ADVANCED KLINIDERM ALGINATE STANDARD 10X20CM 174503 STERIEL	5 st.	10 x 5 st.	14632527	