

KLINIDERM FILM IV NW - INFUUS FIXATIEPLEISTER

Toepassing

Kliniderm Film IV NW is een speciale infuuspleister geschikt voor het fixeren van intraveneuze canules en centrale lijnen. De film is sterk, transparant en makkelijk aan te brengen. Doordat het infuus of de canule wordt afgedekt met een transparante wondfolie is voortdurende inspectie van de insteekopening mogelijk.

Productinformatie


Productkenmerken:

- ☐ Met non-woven verstevigde randen en 2 extra losse fixatie en datum streken per IV film.
- Dit vereenvoudigt de applicatie en zorgt voor een stevige en veilige fixatie van de canule
- ☐ Het non-woven materiaal zorgt ervoor dat de randen niet opkrullen of loskomen
- ☐ Het bevat een losse strip waar de datum op genoteerd kan worden
- ☐ Gebruiksvriendelijk door eenvoudige aanbrengmethode met split
- ☐ Hoge verdamping voorkomt vochtophoping onder de folie
- ☐ Ondoorlaatbaar voor virussen en bacteriën
- ☐ EO gesteriliseerd
- ☐ Douchen mogelijk

Artikel 3016557, REF 40514855.

Dit is een infuus film, welke geheel transparant is en opent dmv een backing paper lijstje rondom.

Dit is een basis artikel en heeft niet dezelfde specificaties als bovenstaand.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052512	KLINIDERM FILM IV NONWOVEN 7,5 X 8,9 CM 40174420 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.	16880080	
3016557	KLINION ADVANCED KLINIDERM FILM INFUUSPLEISTER 6 X 7 CM TRANSPARANT FOLIE REF 40514855 *S*	50 st.	12 x 50 st.	17015987	