

Klinidur Textelast - korterek compressiezwachtel

Toepassing

Klinidur Textelast korterekzwachtel is geschikt voor ambulante compressietherapie (ACT). Doel hiervan is het terugdringen en/of voorkomen van oedeem, al dan niet in combinatie met Ulcus Cruris.



Productinformatie

- Gemaakt van 100% katoen
- Wasbaar op 40°C (maximaal 15x). Zo nodig strijken op lage temperatuur
- Kan 's nachts blijven zitten
- Per twee stuks verpakt in een kartonnen doosje
- 5 meter lang (gerekt)
- Bruine zwachtel
- Bevat bijsluiter met verschillende zwachteltechnieken
- Klinidur Textelast is ook onderdeel van de handige compressiebox die als startset voor ambulante compressietherapie kan worden gebruikt. (artikelnummers 2000111 en 2000112)

De ambulante compressietherapie zorgt voor een hoge werkdruk en een lage rustdruk op het onderbeen; het verband kan daarom 's nachts blijven zitten.

Van groot belang bij deze therapie is, dat de patiënt mobiel is en voldoende loopt. (patiënt moet minimaal in staat zijn in huis wat rond te lopen maar beter is 4x daags 15 minuten lopen). De therapie wordt toegepast met twee Klinidur Textelast zwachtels, die in tegengestelde richting op het onderbeen worden aangebracht.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058771	KLINION KLINIDUR TEXTELAST COMPRESSIEZWACHTEL KORTE REK 5MX10CM BEIGE VERPAKT PER 2ST 132630	2 st.	21 x 2 st.	13755412	
3058770	KLINION KLINIDUR TEXTELAST COMPRESSIEZWACHTEL KORTE REK 5MX8CM BEIGE VERPAKT PER 2ST 132628	2 st.	25 x 2 st.	14327821	