

Nestlé Clinutren MIX

Toepassing

Clinutren® Mix is een eiwit-, energierijke aanvullende dieetvoeding met een aangepaste consistentie voor gebruik bij (risico op) ondervoeding en voor mensen met een verhoogde eiwit-, energiebehoefte. Ook geschikt voor mensen met kauw- en/of slikproblemen (dysfagie). Clinutren® Mix is hartig van smaak.

Productinformatie

- Verschillende smaken beschikbaar
- Een zakje Clinutren® Mix bevat 75g
- Geschikt voor personen ouder dan 3 jaar
- Clinutren® Mix is niet geschikt om als enige voedingsbron te gebruiken

Clinutren® Mix is een dieetvoeding voor medisch gebruik en dient gebruikt te worden onder medisch toezicht.

Dosering:

Voeg al roerend 140ml kokend water toe aan 1 zakje Clinutren® Mix. Laat het 5-6 minuten afgedekt staan en roer opnieuw. Direct na bereiding gebruiken. Voor bereiding in de magnetron: gebruik koud water en mix dit met de Clinutren® Mix. Verwarm de portie 1,5 à 2 minuten op 500W. Daarna opnieuw doorroeren. Direct na bereiding gebruiken. Door meer of minder water te gebruiken kun je de consistentie naar wens aanpassen. Te gebruiken als aanvulling op de voeding of volg de medische aanbeveling.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------