

iQ-Cath

IQ-Cath gecoate afnamekatheter - Gel

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

Productinformatie

- Lengte: 43 cm
- Materiaal: PVC DEHP-vrij
- Bolvormige flexibele tip: zorgt er voor dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- Kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015346	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL GEL GECOAT CH10 43CM 3204.10 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822788	IQCAC1
3015347	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL GEL GECOAT CH12 43CM 3204.12 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822494	IQCAC1
3015348	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL GEL GECOAT CH14 43CM 3204.14 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822508	IQCAC1
3015349	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL GEL GECOAT CH16 43CM 3204.16 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822516	IQCAC1
3015350	IQ-CATH INTERMITTEREND FLEXBOL GEL GECOAT CH18 43CM 3204.18 STERIEL	30 st.	6 x 30 st.	15822796	IQCAC1