

Surgipack

Fomed Self seal laminaatzakken

Toepassing

Fomed Self seal laminaatzakken voor het verpakken van individueel instrumentarium, kleinere sets en andere items . Aan te bevelen voor gebruik buiten het ziekenhuis. De Self-Seal optie maakt verpakken mogelijk, zonder gebruik te hoeven maken van een sealapparaat.

In diverse afmetingen leverbaar.

Productinformatie

- Medical grade papier
- Voorzien van stoom- en ETO indicator
- Getinte film die een eventuele beschadiging beter zichtbaar maakt
- 3-dubbele sealnaden (mechanisch te testen) voorkomt ongewild opengaan
- Op water gebaseerde inkt, in de seal opgenomen, voorkomt eventuele besmetting
- Gemakkelijke opening door uitsparing



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027010	SURGIPACK SELF-SEAL LAMINAATZAK 57X100MM 70750	200 st.	10 x 200 st.		
3027014	SURGIPACK SELF-SEAL LAMINAATZAK 90X230MM 70754	200 st.	10 x 200 st.		
3027016	SURGIPACK SELF-SEAL LAMINAATZAK 135X250 MM 70756	200 st.	10 x 200 st.		
3027017	SURGIPACK SELF-SEAL LAMINAATZAK 130X350MM 70757	200 st.	10 x 200 st.		
3027018	SURGIPACK SELF-SEAL LAMINAATZAK 190X300MM 70758	200 st.	5 x 200 st.		