

Klinion Textelast Complete - Compressiebox voor Ambulante Compressietherapie - ACT

Toepassing

De Textelast Complete compressiebox is een startset voor ambulante compressietherapie met korterekzwachtels die in twee lagen worden aangebracht.

Productinformatie

- De Klinion compressiebox Textelast bevat producten voor het toepassen van ambulante compressietherapie.
- Compressieboxen leverbaar voor 1 of 2 benen.

Inhoud startset Textelast Complete, 1 been:

- 2x Klinidur Textelast korterekzwachtel 5m x 10cm (art.nr. 132630)
- 1x Tubifast 2-way stretch buisverband blauw, 1m (art.nr. 2482)
- 1x Klinisoft SY synthetische watten 3mx10cm (art. nr. 141091)
- 1x Kliniplast Textile hechtpleister 5mx2,5cm (art.nr. 294161)

- Meetlint
- Protocol voor ambulante compressietherapie

Inhoud startset Textelast Complete, 2 benen:

- 4x Klinidur Textelast korterekzwachtel 5m x 10cm (art.nr. 132630)
- 2x Tubifast 2-way stretch buisverband blauw, 1m (art.nr. 2482)
- 2x Klinisoft SY synthetische polsterwatten 3m x 10cm (art.nr. 141091)
- 1x Kliniplast Textile hechtpleister 5m x 2,5cm (art.nr. 294161)

- Meetlint
- Protocol voor ambulante compressietherapie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000111	KLINION ADVANCED TEXTELAST KORTEREK ZWACHTELS COMPLETE 5M X 10CM VOOR 2 BENEN 400132032	1 st.	8 x 1 st.	16265890	TEXTX2
2000112	KLINION ADVANCED TEXTELAST KORTEREK ZWACHTELS COMPLETE 5M X 10CM VOOR 1 BEEN 400132033	1 st.	18 x 1 st.	15906531	TEXTX1