

## Klinion

### Kliniplast Ready assorti - pleisterstrip waterbestendig

#### Toepassing

Geschikt voor de behandeling van kleine alledaagse wondjes. Het wondkussen hecht niet aan de wond en de pleister laat zich daardoor pijnloos verwijderen. De pleisters zijn waterbestendig. De verpakking bevat pleisters van verschillende afmetingen.

#### Productinformatie

- Kleeflaag op basis van huidvriendelijk polyacrylaat
- Vervaardigd van waterbestendig polyethyleen materiaal
- Verpakking bevat 20 kant en klare strips in 4 verschillende maten: 4 stuks 19 x 72 mm, 8 stuks 25 x 72 mm, 6 stuks 9 x 38 mm, 2 stuks rond met diameter 22 mm



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                 | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3017089   | KLINION KLINIPLAST READY<br>WONDPLEISTER STRIPS ASSORTI<br>CONSUMENTENVERPAKKING 20ST 294101 | 20 st.     | 100 x 20 st. | 14742748  | WONDP   |