

## Kliniplast Ready Soft - pleisterstrip

### Toepassing

Geschikt voor de behandeling van kleine alledaagse wondjes. Het wondkussen hecht niet aan de wond waardoor de pleister zich pijnloos laat verwijderen.

### Productinformatie

- Huidkleur
- Huidvriendelijke acrylaat kleeftlaag
- Dragermateriaal van zacht nonwoven
- Leverbaar in consumentenverpakking per 20 stuks (individueel verpakt)



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                        | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3017097   | KLINION KLINIPLAST READY<br>WONDPLEISTER STRIPS<br>CONSUMENTENVERPAKKING 25X72MM<br>NONWOVEN 294117 | 20 st.     | 100 x 20 st. | 15033643  | WONDP2  |