



Klinion

Kliniplast Silk - hechtpleister kunstzijde

Toepassing

Geschikt voor het fixeren van wondbedekkers, slangen, katheters en sondes. De pleister is goed scheurbaar. De kunstzijde geeft de hechtpleister een zeer grote spankracht.

Productinformatie

- Huidvriendelijk
- Kleeflaag op acrylaatbasis
- Vervaardigd van witte kunstzijde
- Leverbaar op spoel met beschermring en in 9,1 m versie zonder ring

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017115	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER MET RING 5MX1.25CM 294180	18 st.	20 x 18 st.	14072904	HECHP5
3017116	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER KUNSTZIJDE MET RING 5 M X 2.50 CM REF 294181	12 st.	20 x 12 st.	14072920	HECHP5
3017117	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER ZONDER RING 9.1MX2.5CM 294186	12 st.	10 x 12 st.	14960486	HECHP9