

## Klinitulle - geïmpregneerd zalfkompres

### Toepassing

Klinitulle is een nonwoven zalfkompres dat geschikt is voor gebruik bij oppervlakkige wonden zoals schaafwonden, 2e graads brandwonden met intacte blaas of bij nageleextracties.

Het gebruik van Klinitulle vermindert de kans op verkleefing van het secundaire (afdekkende) verband aan de wond, het voorkomt uitdroging van de wond en houdt de wondranden soepel.

### Productinformatie

- Geïmpregneerd met witte paraffine
- Vervaardigd van zacht nonwoven materiaal
- Klinitulle moet dagelijks verwisseld worden



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                              | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3038895   | KLINION KLINITULLE OINTMENT DRESSING 5X5CM 170097 STERILE | 10 st.     | 24 x 10 st. | 16289692  |         |
| 3035382   | KLINION KLINITULLE ZALFKOMPRES 10X10CM 170098 STERIEL     | 10 st.     | 24 x 10 st. | 14264617  |         |
| 3016980   | KLINION KLINITULLE ZALFKOMPRES 10X30CM 170099 STERIEL     | 20 st.     | 10 x 20 st. | 14990326  | ZALFK1  |