

Klinion

Klinion HG Compres - hydrofielgaas kompres- steriel

Toepassing

Klinion HG Compres steriel is een hydrofiel gaaskompres dat gebruikt wordt als wondbedekker.

Het Klinion HG Compres is ook geschikt voor het reinigen van wonden en wondranden. De stevigheid van het HG Compres maakt dit kompres beter geschikt voor wondreiniging dan een non-woven kompres.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% katoen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads geweven
- Leverbaar in een verschillend aantal lagen en afmetingen
- Behoudt zijn stevigheid, ook als het met een vloeistof wordt doordrenkt ten behoeve van de wondreiniging
- Per stuk of per meerdere stuks verpakt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016679	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 8.50 X 5 CM 8 LAGEN 16 X 1 ST REF 111001 *S*	16 st.	24 x 16 st.	13586963	HYDRK1
3016680	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 8,50X5CM 8 LAGEN 100X1ST 111002 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13587005	HYDRK1
3016705	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10X10CM 8 LAGEN 100X1ST 111082 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13801309	HYDRK1
3016725	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 20 X 20 CM 8 LAGEN 10 X 5 ST REF 111235 *S*	50 st.	16 x 50 st.	14338475	HYDRO2

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016684	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5 X 5 CM 8 LAGEN 30 X 5 ST REF 111015 *S*	150 st.	20 x 150 st.	16096428	KOMPK5
3016682	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5 X 5 CM 8 LAGEN 50 X 2 ST REF 111010 *S*	100 st.	30 x 100 st.	15773698	KLINK5
3016699	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 7.50 X 7.50 CM 8 LAGEN 50 X 2 ST REF 111041 *S*	100 st.	20 x 100 st.	15773736	KLINK7
3016701	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 7.50 X 7.50 CM 8 LAGEN 30 X 5 ST REF 111043 *S*	150 st.	15 x 150 st.	15773752	KLINK7
3016702	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 8 LAGEN 30 X 5 ST REF 111078 *S*	150 st.	10 x 150 st.	15773787	KLINK1
3016704	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 8 LAGEN 50 X 2 ST REF 111080 *S*	100 st.	20 x 100 st.	15773760	KLINK1
3016685	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5 X 5 CM 12 LAGEN 10 X 1 S REF 111016 *S*	10 st.	20 x 10 st.	14694247	HYDRK5
3016686	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5X5CM 12 LAGEN 100X1ST 111017 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	13614312	HYDRK5
3016687	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5X5CM 12 LAGEN 50X2ST 111018 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	13739840	HYDRK5
3016689	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5 X 5 CM 12 LAGEN 20 X 5 ST REF 111020 *S*	100 st.	12 x 100 st.	13739867	HYDRK5
3016706	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 12 LAGEN 25 X 1 ST REF 111084 *S*	25 st.	16 x 25 st.	13598112	HYDRK1
3016707	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10X10CM 12 LAGEN 100X1ST 111085 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13587161	HYDRK1
3016708	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES10X10CM 12 LAGEN 50X2ST 111086 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13801325	HYDRK1
3016710	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 12 LAGEN 20 X 5 ST REF 111088 *S*	100 st.	12 x 100 st.	13887351	HYDRK1
3016711	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 12 LAGEN 10 X 10 ST REF 111089 *S*	100 st.	8 x 100 st.	13800493	HYDRK1
3016715	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10X20CM 12 LAGEN 50X1ST 111112 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	13587218	HYDRK1
3016716	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 20 CM 12 LAGEN 40 X 2 ST REF 111113 *S*	80 st.	16 x 80 st.	13739999	HYDRK1

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016726	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 20 X 25 CM 16 LAGEN 25 X 1 ST REF 111255 *S*	25 st.	16 x 25 st.	13749390	HYDRK2
3016727	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 20 X 30 CM 16 LAGEN 20 X 1 ST REF 111256 *S*	20 st.	8 x 20 st.	13801333	HYDRK2
3016691	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 7.50 X 7.50 CM 12 LAGEN 20 X 5 ST REF 111022 *S*	100 st.	40 x 100 st.		
3016724	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 20 X 20 CM 16 LAGEN 30 X 1 ST REF 111223 *S*	30 st.	16 x 30 st.	13749323	HYDRK2