

Klinion

Klinion HG Compres - hydrofielgaas kompres - niet steriel -

Toepassing

Klinion HG Compres niet steriel is een hydrofielgaas kompres dat geschikt is voor gebruik als wondbedekker bij wonden waar steriliteit van het kompres geen vereiste is.

Klinion HG Compres is ook geschikt voor het reinigen van wonden en wondranden. De stevigheid van het HG Compres maakt dit kompres beter geschikt voor wondreiniging dan een non-woven kompres.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% katoen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads gewezen
- Leverbaar in een verschillend aantal lagen en afmetingen
- Behoudt zijn stevigheid, ook als het met een vloeistof wordt doordrenkt ten behoeve van de wondreiniging



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016692	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5X5CM 8 LAGEN 100ST 111025	100 st.	60 x 100 st.	13801341	HYDRK5
3016712	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10X10CM 8 LAGEN 100ST 111098	100 st.	20 x 100 st.	13620177	HYDRK1
3016697	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 100 PER KARTON 7.50 X 7.50 CM 8 LAGEN 1 X 100 ST REF 111030	100 st.	20 x 100 st.	15773647	GAASK7
3016694	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5 X 5 CM 12 LAGEN 50 ST REF 111027	50 st.	20 x 50 st.	13617222	HYDRK5
3016695	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 5X5CM 12 LAGEN 100ST 111028	100 st.	15 x 100 st.	13617230	HYDRK5
3016713	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 10 CM 12 LAGEN 50 ST REF 111100	50 st.	20 x 50 st.	13739972	HYDRK1

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016714	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10X10CM 12 LAGEN 100ST 111101	100 st.	10 x 100 st.	13616366	HYDRK1
3016718	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 10 X 20 CM 12 LAGEN 50 ST REF 111124	50 st.	10 x 50 st.	13634720	HYDRK1
3016696	KLINION HG COMPRES HYDROFIEL GAASKOMPRES 100 PER KARTON 7.50 X 7.50 CM 12 LAGEN 100 ST REF 111029	100 st.	20 x 100 st.	15773655	GAASK7